

## 12. Analisi ambientale, suolo, acqua, alimenti

### Analisi del campione/Analisi elementare

#### 1 Strisce test QUANTOFIX®

Per determinazioni semi-quantitative. Strisce larghe 6mm x 95 mm lunghezza.  
Fornite in confezione da 100 strisce.

MACHEREY-NAGEL



| Per                                         | Range di misura                                                                         | Pz./Cf. | Codice    |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| Alluminio*                                  | 0 - 500 mg/l Al <sup>3+</sup>                                                           | 100     | 9.130 401 |
| Ammonio*                                    | 0 - 400 mg/l NH <sub>4</sub> <sup>+</sup>                                               | 100     | 9.130 414 |
| Arsenico 10*                                | 0 - 0,5 mg/l As <sup>3+/5+</sup>                                                        | 100     | 9.130 416 |
| Arsenico 50*                                | 0 - 3,0 mg/l As <sup>3+/5+</sup>                                                        | 100     | 9.130 415 |
| Arsenico Sensibile*                         | 0 - 0,5 mg/l As <sup>3+/5+</sup>                                                        | 100     | 9.130 440 |
| Acido ascorbico                             | 0 - 2000 mg/l Vitamina C                                                                | 100     | 9.130 402 |
| Calcio**                                    | 0 - 100 mg/l Ca <sup>2+</sup>                                                           | 60      | 9.130 417 |
| Durezza Carbonati                           | 0 - 20 °d                                                                               | 100     | 9.130 418 |
| Cloro*                                      | 0 - 100 mg/l Cl <sub>2</sub>                                                            | 100     | 9.130 419 |
| Cloro sensibili CE***                       | 0 - 10 mg/l Cl <sub>2</sub>                                                             | 100     | 4.005 102 |
| Cloruri                                     | 500 - 3000 mg/l Cl <sup>-</sup>                                                         | 100     | 9.130 420 |
| Cromati*                                    | 0 - 100 mg/l CrO <sub>4</sub> <sup>2-</sup>                                             | 100     | 9.130 403 |
| Cianuri*                                    | 0 - 30 mg/l CN <sup>-</sup>                                                             | 100     | 9.130 421 |
| EDTA                                        | 0 - 400 mg/l EDTA                                                                       | 100     | 9.130 432 |
| Formaldeide*                                | 0 - 200 mg/l HCHO                                                                       | 100     | 9.130 422 |
| Ferro totale 1000                           | 0 - 1000 mg/l Fe <sup>2+/3+</sup>                                                       | 100     | 6.243 754 |
| Ferro totale 100                            | 0 - 100 mg/l Fe <sup>2+/3+</sup>                                                        | 100     | 9.130 439 |
| Glutaraldeide CE***                         | 0 - 2.5%                                                                                | 100     | 9.130 438 |
| Potassio*                                   | 0 - 1500 mg/l K <sup>+</sup>                                                            | 100     | 9.130 423 |
| Cobalto                                     | 0 - 1000 mg/l Co <sup>2+</sup>                                                          | 100     | 9.130 406 |
| Rame                                        | 0 - 300 mg/l Cu <sup>2+</sup>                                                           | 100     | 9.130 407 |
| Concentrazione di lubrificanti liquidi      | 0 - 200 mmol/l KOH                                                                      | 100     | 9.130 433 |
| Molibdeno*                                  | 0 - 250 mg/l Mo <sup>6+</sup>                                                           | 100     | 9.130 424 |
| Nichel                                      | 0 - 1000 mg/l Ni <sup>2+</sup>                                                          | 100     | 9.130 408 |
| Nitrati/Nitriti                             | 0 - 500 mg/l NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> ,<br>1 - 80 mg/l NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> | 100     | 9.130 409 |
| Nitriti                                     | 0 - 80 mg/l NO <sub>2</sub> <sup>-</sup>                                                | 100     | 9.130 410 |
| Nitriti 3000                                | 0 - 3000 mg/l NO <sub>2</sub> <sup>-</sup>                                              | 100     | 9.130 425 |
| Nitriti/pH                                  | 0 - 80 mg/l NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> ,<br>pH 6.0 - 9.6                              | 100     | 6.227 796 |
| Acido peracetico 50 CE***                   | 0 - 50 mg/l PAA                                                                         | 100     | 6.238 574 |
| Acido peracetico 500 CE***                  | 0 - 500 mg/l PAA                                                                        | 100     | 9.130 436 |
| Acido peracetico 2000 CE***                 | 0 - 2000 mg/l PAA                                                                       | 100     | 9.130 437 |
| Perossidi 25                                | 0 - 25 mg/l H <sub>2</sub> O <sub>2</sub>                                               | 100     | 9.130 427 |
| Perossidi 100 CE***                         | 0 - 100 mg/l H <sub>2</sub> O <sub>2</sub>                                              | 100     | 9.130 411 |
| Perossidi 1000                              | 0 - 1000 mg/l H <sub>2</sub> O <sub>2</sub>                                             | 100     | 9.130 426 |
| Fosfati*                                    | 0 - 100 mg/l PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup>                                              | 100     | 9.130 428 |
| Composti ammonio quaternario                | 0 - 1000 mg/l Benzalconio cloruro                                                       | 100     | 9.130 434 |
| Solfati                                     | <200 - >1600 mg/l SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup>                                         | 100     | 9.130 429 |
| Solfiti                                     | 0 - 1000 mg/l SO <sub>3</sub> <sup>2-</sup>                                             | 100     | 9.130 412 |
| Zinco*                                      | 0 - 100 mg/l Zn <sup>2+</sup>                                                           | 100     | 9.130 430 |
| Stagno                                      | 0 - 500 mg/l Sn <sup>2+</sup>                                                           | 100     | 9.130 413 |
| Multistick per acquariofili, durezza totale | 0 a 25 °d                                                                               | 100     | 9.130 431 |

\*Strisce test con reagenti

\*\*Scatola con 60 strisce e reagenti

\*\*\*Marchi CE secondo le direttive per prodotti medicali 93/42/EWG.